

Preisliste Zahnarzt 01/2025 (gültig ab 01. Januar 2025) **ThirdEye** Dentalkameras

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Netto-Preise in €uro
SDI_001	ThirdEye^{SDI} Dentalkamera-Set Full-HD Video, 10x opt. Zoom Autofokus, HD-SDI out, Mikrofon, Standbild, Fernbedienung <i>inklusive:</i> Miniatur-Kamerastativ (mit Installations-Set) med. Netzteil 110/240 Volt AC → 12 Volt DC Kamerakabel (HD-SDI/Audio/Strom) weiß, 6m Heliopan Nahlinsen #1 (montiert), optional Nahlinse #2 (€ 29,50)	3.480,00
SDI_002 ¹	Miniature-Kamerastativ	45,80
SDI_003 ¹	med. Netzteil, 110/2240 Volt AC → 12 Volt DC	105,00
SDI_004 ¹	Kamerakabel (HD-SDI/Audio/Strom) weiß, 6m	165,00
SDI_005	Kamerakabel (HD-SDI/Audio/Strom) weiß, extra Meter	5,00
SDI_006 ¹	Stativadapter für Sirona C4/LED C8, XO-Flex und einige andere Dentalleuchten	55,00
SDI_DVR	SDI Recorder MP4 (5GB/h), SDI-in, HDMI-in, Audio-in, HDMI-out, Netzteil, Fernbed., 128 GB USB Stick	295,00
UNI_001	ThirdEye^{UNI} Dentalkamera-Set (ausverkauft, nur noch Ersatzteile) Full-HD video, 16 MP Foto, Mikrofon, f: 40mm, manuelle Fokussierung <i>inklusive:</i> Miniatur-Kamerastativ Kamera-Kombikabel (USB-Strom/HDMI-out) weiß, 3,5m med. USB-Netzteil, 110/240 Volt AC → 5 Volt DC Fernbedienung (Start/Stopp, Foto Mode → Video Mode) 32 GB microSD Karte (interne Aufzeichnung von Videos/Fotos) HDMI Adapter (für HDMI Verlängerung) 2x Objektivschutz (autoklavierbar)	1.780,00
UNI_002 ¹	Miniatur-Kamerastativ	45,80
UNI_003 ¹	med. USB-Netzteil, 110/2240 Volt AC → 12 Volt DC	55,00
UNI_004 ¹	Kamera-Kombikabel (USB-Strom/HDMI-out) weiß, 3,5m	55,00
UNI_006 ¹	Stativ-Adapter für Sirona C4/LED C8, XO-Flex und und einige andere Dentalleuchten	55,00
UNI_008	Objektivschutz (schwarz, autoklavierbar)	2,00

¹ Teile, die benötigt werden, wenn Sie eine einzige Kamera in mehreren Räumen nutzen wollen.

Zahlung und Versand: bitte lesen Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt., Versandkosten und Transportversicherung

Internationale Verkäufe nur gegen Vorauszahlung (Banküberweisung oder VISA/MasterCard).

Dr. Benno Raddatz Verlag Neue Medien Rheinstraße 29 D-76448 Durmersheim
Telefon: +49-7245-937186 Mobil +49-170-3812388 Telefax: +49-7245-937187
Email dr.raddatz@t-online.de Internet www.dentalkameras.de