

Die technischen Daten...

Kamera

Bildsensor	16 MP Sony Exmor CMOS
Videoauflösung	1.920x1.080p 25fps (=Full-HD)
Videosignal	digital, HDMI-out, PAL/ NTSC
Videoformat	16:9 Full-HD
Fotoformat	4:3 bei 16 MP
Kamera Iris	CMOS Autoiris
Elektronische Iris	1/60 - 1/20.000 sec.
Weißabgleich	automatisch (beim Einschalten)
Einstellungen (Menü)	App. (Android, IOS, Windows)
Stromversorgung	Med.Steckernetzteil USB 5V DC

Material (Gehäuse)	Aluminium, eloxiert
Farbe (Gehäuse)	Silber (Einbrennlackierung)
Abmessungen (BxHxL)	65 x 46 x 34 mm
Gewicht	170 Gramm (mit Objektiv)

Objektiv

Brennweite	f:50 mm (Festbrennweite)
Irisblende	Fixblende (D=1,8 mm)
Schärfeeinstellung	manuell
Schärfbereich	25 cm - 150 cm
Material	Aluminium eloxiert

Mikrofon

Stereomikrofon (eingebaut)	96 Khz Sampling
Signal/Rauschabstand	> 92dBA

Fernbedienung

WiFi	Handfernbedienung (WiFi)
------	--------------------------

Lieferumfang

Miniatur Kamerastativ
Kamerakabel (weiss, 3,5m)
Kombikabel HDMI/USB
Medizin. Netzteil USB 5V
Handfernbedienung (WiFi)

Die Vorteile auf einen Blick...

- ✓ Full-HD-Video und 16 MP Photo
 - ✓ interne microSD-Karte
 - ✓ eingebautes Mikrofon
 - ✓ Fernbedienung
- perfekt für die tägliche Dokumentation

www.dentalkameras.de



Vertrieb

Dr. Benno Raddatz
Verlag Neue Medien
Rheinstrasse 29
76448 Durmersheim
Tel.: 07245-937186 o. 0170-3812388

Die technischen Daten...

Kamera

Bildsensor	2 MP1/3" CMOS Panasonic
Videoauflösung	1.920x1.080p 30fps (= Full-HD)
Videosignal	Full-HD HD-SDIr
Videosystem	1.080p /30 1.080p/ 25
Signal/Rauschabstand	> 50 dB (ACG off)
Elektronische Iris	1/30 - 1/30.000 sek., Auto Iris
Weißabgleich	AWB (automat. Weißabgleich) "One-push" man. Weißabgleich
Stromversorgung	Medizin. Steckernetzteil 12V DC 3,0 Watt

Material (Gehäuse)	Aluminum, eloxiert
Farbe (Gehäuse)	weiss (Einbrennlackierung)
Abmessungen (BxHxL)	60 x 55 x 57 mm
Gewicht	265 Gramm (mit Objektiv)

Zoomobjektiv

Brennweite/Zoom	5.1-51mm (= 10fach opt. Zoom) 12x digital Zoom (= 120fach)
Schärfeeinstellung	Autofokus
Schärfbereich	30 cm - 80 cm (mit Nahlinse) 80 cm - unendl.(ohne Nahlinse)

Lieferumfang

Miniatur-Kamerastativ
Kamerakabel (Länge 6m)
HD-SDI/Audio/Strom
Fernbedienung (4 Buttons)
Zoom, dig. Zoom, Standbild
Med. Netzteil 110-240V AC-12V DC
Nahlinse 1 (Abstände 40-80cm)
Nahlinse 2 (Abstände 30-50cm)

Die Vorteile auf einen Blick ...

- ✓ Full-HD-Video (1.920x1.080p)- Mikrofon
 - ✓ Autofokus
 - ✓ Zoomobjektiv (10fach opt.+ 12fach dig.)
 - ✓ Zoom/Standbild Fernbedienung
- perfekt für Live-OP Übertragungen